


# メディカルハンガー MHL-500

メディカルハンガーは  
NICU・GCU における小児の保育医療や、  
ICUなどにおける高度医療のサポートを  
目的とした天吊式ユニットです。  
充実した基本機能、アクセサリーなどの  
拡張機能によって、より快適な治療環境  
づくりをお手伝いします。



## ◆ 基本仕様 ◆

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| フレーム長さ        | 1800mm               |
| サービスヘッドスライド長さ | 600mm                |
| サービスヘッド回転角度   | 最大 300°              |
| 最大積載質量        | 150kg                |
| 医療ガスアウトレット    | 酸素 4 個・空気 2 個・吸引 3 個 |
| 医用ダブルコンセント    | 8 個 (16 口)           |
| メディカルレール      | 4 本 (25×10mm)        |
| 間接照明          | 蛍光灯 32W×1 本          |
| ブレーキ          | エアブレーキシステム           |
| カラーバリエーション    | ブルー・スカイブルー・ピンク       |



エアブレーキシステム



メディカルレール

メディカルハンガー

# MHL-500

サーカディアン ライティング  
Circadian Lighting

サーカディアン照明／昼間と夜間で照度と光色を切替える照明を組み込んだ  
メディカルハンガーをご提案いたします。 ※パナソニック株式会社製




## サーカディアン ライティング Circadian Lighting の特長

- 昼間は高照度・高色温度に、夜間は低照度・低色温度にすることで、昼夜のリズムをつくり、患者様の生活サイクルをサポートします。
- 演色性の高い光源を使用することによりおやすみをサポートする夜間の低照度・低色温度の状態でも、良好な視性を確保します。

※近年、重症患者といえども昼夜の区別をつけるべきであるとの意見があります。昼間は十分な明るさを確保し、夜間は照度を落として睡眠をとりやすくするのが望ましいとしており、夜間照度を落とした場合に、医療スタッフの業務に支障をきたさない照明設備が必要となります。

～日本集中治療医学会、集中治療部設置のための指針、2002年3月～



 **エアウォーター防災株式会社** [www.awb.co.jp](http://www.awb.co.jp)

 ONE STOP SOLUTION

東京 〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番3号  
TEL.03-5435-7921 FAX.03-5435-7915

大阪 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号  
TEL.06-6394-9521 FAX.06-6394-9532

名古屋 〒460-0012 名古屋市中区千代田5丁目5番15号  
TEL.052-262-5371 FAX.052-262-5375

仙台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目1番3号  
TEL.022-236-4090 FAX.022-236-4091

広島 〒732-0814 広島市南区段原南1丁目3番53号  
TEL.082-264-3565 FAX.082-264-3568

福岡 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目17番27号  
TEL.092-483-7510 FAX.092-483-7513

札幌 〒060-0003 札幌市中央区北三条西1丁目2番地  
TEL.011-210-0710 FAX.011-271-2301

神戸工場 〒651-2271 神戸市西区高塚台3丁目2番地16  
TEL.078-992-1400 FAX.078-993-2076