

# 感染対策用解剖台

既往歴の不明なご遺体の解剖は、感染のリスクが非常に高く、対策を講じる必要があります。特に、エアロゾル感染の対策は、防護具の装着では不十分であり、安全設備の導入が不可欠です。



## ダウンフローユニット KFU-2

新鮮外気を下降気流とし、病原体（エアロゾル）と解剖担当者を隔絶します。

## 感染対策用解剖台 ATB-L2V

感染源に最も近い位置で空気を吸い込み、排気します。

### ● 解剖台仕様



※感染対策型は、ダウンフローユニットとの組み合わせになります。

## 解剖室周辺機器

### ホルマリン固定・水洗槽

切り出した臓器のホルマリン固定と固定臓器の水洗機能を兼ね備えています。



### 腸洗浄切出台

切り出した腸管を洗浄する際に用います。汚物は管を通り、隣の汚物流しに流れます。



### プッシュプル換気装置付流し台

ホルムアルデヒドによる曝露から作業を守るための排気装置を備えた流し台です。



### 長靴洗浄層

湿式解剖室で使用する長靴を洗浄します。



### 排気付保管庫

常時換気ダクトに接続することによりホルムアルデヒドの拡散を防ぎます。



### 床埋込み体重計

ご遺体をストレッチャーに乗せたまま体重を計測できます。



地球の恵みを、社会の望みに。

製造販売業者



エアウォーター防災株式会社

東京 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番3号  
TEL.03-5435-7921 FAX.03-5435-7915

大阪 | 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号  
TEL.06-6394-9521 FAX.06-6394-9532

名古屋 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5丁目5番15号  
TEL.052-262-5371 FAX.052-262-5375

仙台 | 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号  
TEL.022-288-5012 FAX.022-287-3077

広島 | 〒732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番53号  
TEL.082-264-3565 FAX.082-264-3568

福岡 | 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号  
TEL.092-483-7510 FAX.092-483-7513

札幌 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西1丁目2番地  
TEL.011-210-0710 FAX.011-251-6621

神戸工場 | 〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台3丁目2番地16  
TEL.078-992-1400 FAX.078-993-2076

<https://awb.co.jp/>



202212-04-01