

FISSO アーム・サポート

上肢固定用の多関節アームサポート

製品番号 6646.01



固定バンド (オプション)

特 長：

1 柔軟な調節機構：

手術時または麻酔時の多様な体位に対応して、素早く適切な位置に上腕を固定します。



2 操作が簡単：

任意のポジショニングを行ったのち、中央のノブを一つ廻すだけで固定できます。



3 堅牢な構造：

アーム サポート部はしなやかなデザイン。しかも堅牢な構造です。
(耐荷重：10kg)



4 優しい使用感：

アーム台は上肢の形状に合った優しいデザインで、固定部には心地よい感触の素材を使用しています。




5 取得認証：

CE 欧州医療機器指令 93/42/EEC：クラス 1
FDA：クラス 1

使用方法：



単体図：



仕様：

多関節アーム サポート	
パッド	450mm 曲線形粘弾性パッド
多関節アームの可動半径	460mm
全 長	約 580mm
使用中の最大荷重	10kg
重 量	約 4.3kg
オプション	
固定バンド	590(L)×42(W) mm

※ 形式・名称・仕様・材質などの記載事項について予告なく、変更することがあります。
 ※ 一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000・医療機器届出番号 23B3X10012000036

製造販売業者

地球の恵みを、社会の望みに。

AW エアウォーター 防災株式会社

東 京	〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番3号 TEL. 03-5435-7921 FAX. 03-5435-7915
大 阪	〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号 TEL. 06-6394-9521 FAX. 06-6394-9532
名古屋	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5丁目5番15号 TEL. 052-262-5371 FAX. 052-262-5375
仙 台	〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号 TEL. 022-288-5012 FAX. 022-287-3077
広 島	〒732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番53号 TEL. 082-264-3565 FAX. 082-264-3568
福 岡	〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号 TEL. 092-483-7510 FAX. 092-483-7513
札 幌	〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西1丁目2番地 TEL. 011-210-0710 FAX. 011-251-6621
神戸工場	〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台3丁目2番地16 TEL. 078-992-1400 FAX. 078-993-2076

外国製造業者



FISSO
Swiss Made

Baitella AG
(スイス)

代理店