

# 保温庫 MH-4S


生理食塩水などを体温程度まで加温し、保温状態で一時保管します。



## 仕様

電源	単相 100V 50 または 60Hz
消費電力	350VA
庫内温度	40℃
温度表示	デジタル方式
加温方式	庫内温風循環方式
寸法	W594 × H994 × D450 mm
庫内寸法	約 W454 × H614 × D355 mm
重量	約 50 kg

クラス I 一般医療機器 医療機器届出番号 28B1X00001000012



地球の恵みを、社会の望みに。

製造販売業者 **AW エアウォーター 防災株式会社**



東京	〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番3号 TEL.03-5435-7921 FAX.03-5435-7915
大阪	〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号 TEL.06-6394-9521 FAX.06-6394-9532
名古屋	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5丁目5番15号 TEL.052-262-5371 FAX.052-262-5375
仙台	〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号 TEL.022-288-5012 FAX.022-287-3077
広島	〒732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番53号 TEL.082-264-3565 FAX.082-264-3568
福岡	〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号 TEL.092-483-7510 FAX.092-483-7513
札幌	〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西1丁目2番地 TEL.011-210-0710 FAX.011-251-6621
神戸工場	〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台3丁目2番地16 TEL.078-992-1400 FAX.078-993-2076